

Antifrogen® N  
Antifrogen® SOL HT

Antifrogen® L  
Protectogen® C aqua

Antifrogen® SOL VP 1981  
Antifrogen® KF VP 1974

## **Antifrogen Servis 2012 zdarma**

Nemrznúcu kvapalinu Antifrogen možno bez väčších problémov prevádzkovať v systéme veľa rokov. Raz ročne by však mala byť prevedená kontrola hustoty Antifrogenu, aby bola preverená teplota, do ktorej má Antifrogen chrániť zariadenie proti zamrznutiu. Túto kontrolu je možné previesť pomocou hustomeru, ktorý je možné zakúpiť u predajcov Antifrogenu.

Ďalej by mala byť každé 2 roky kontrolovaná antikorózna schopnosť Antifrogenu. Pre prevedenie kontroly je nutné naplniť do sklenenej fľašky 250 ml roztoku Antifrogenu z Vášho zariadenia a poslať ho s vyplneným protokolom na prevedenie kontroly na nižšie uvedenú adresu.

**Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Werk Gendorf**  
**BU ICS, Technical Application EMEA IA, Heat Transfer Fluids**  
**Mrs. Martina Mühlthaler**  
**Industrieparkstraße 1, Bau 300**  
**84508 Burgkirchen, Germany**  
**Phone number: +49 8679/7-3347**  
**E-mail: Martina.Muehlthaler@clariant.com**

*Získate podrobnú správu o skúške s informáciami:  
vzhľad, index lomu ( 20 ° C), hustota pri ( 20 ° C),  
ochrana proti zamrznutí, hodnota pH, rezerva alkality, podiel  
teplonosnej zložky, obsahu chloridov, ďalšia použiteľnosť roztoku  
Antifrogenu.*

Výsledky testu a z neho vyplývajúce odporúčenie odpovedajú  
zaslanej vzorke. Zákazník/užívateľ je zodpovedný, či sa  
bude riadiť našimi odporúčeniami a ochráni tým  
zariadenie proti eventuálnej korózii alebo zamrznutiu.  
Za prípadné škody spôsobené nedodržaním našich doporu-  
čení nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť.

### **Príklad nálepky na fľašku**

firm: \_\_\_\_\_

object: \_\_\_\_\_

date: \_\_\_\_\_

